

Doppel-Nassbandschleifgerät

Table Top



Zum Groben Vorschleifen mit Körnung P60, P80 und P120 als Vorbereitung zum Feinschleifen.

Einfacher Bandwechsel und Bänderstell-Mechanismus

- * Zwei Schleifbänder
- * Wasserkühlung
- * Einstellmechanismus für Riemenmitte
- * korrosionsbeständiges pulverbeschichtetes Maschinengehäuse
- * Abdeckung

Spezifikation

- Motor: 1 PS, 3 Phasen Motor
- Drehzahl: 1440 RPM
- Schleifbänder: 100 X 915 mm
- **Bandklappen-Sicherheits-Überwachungssystem**
- Wasser-Ablauf :Rechts und Links, 40 mm
- Wasserventile: Rechts & Links
- Einfacher zugänglicher Mechanismus für Bänderwechsel / Bändereinstellung
- **Riemenantrieb, Riemenscheiben aus Aluminium**
- Stromversorgung: 400V/ 50/60 Hz (3 Phasen)
- Maschinenabmessung: 670 x 680 x2 90 mm
- Maschinenfarbe: Gehäuse RAL 9003, Sockel RAL 7021
- CE-Zertifikat

